



床ずれ  
防止用具

体位  
変換器

認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり

歩行  
補助杖

歩行器

車椅子・  
車椅子  
付属品

スロープ

移動用  
リフト・  
つり具

介護保険  
購入  
対象品

販売品

情報

## さまざまな生活シーンに対応する、「福祉用具」をご用意しております。

手すりは、手や腕を乗せたり握ったりすることで、体重を支えてバランスを確保するためのものです。立ち上がりや歩行時はもちろん、寝返りや座位の保持、姿勢の変換など、生活のあらゆる場面で使用します。手すりを選ぶ際には、握り方や力のかけ方(押し/引く)などを十分に検討し、ご利用者の状態に合ったものを選びましょう。

- 設置場所… 屋外 屋内 玄関 トイレ
- 使用目的… 段差解消 歩行 立ち座り 移乗 座位保持 立位保持


布団での離床




よかレール サイドタイプ PJ01-AL

### 玄関

あがりかまちでの昇り降り



バディー L型サイドバー-45



バディー L型サイドバー-90



あがりかまち用  
たちあっぷステップ台無し  
CKE-01-1



あがりかまち用  
たちあっぷ  
CKE-03

### 屋外

短い距離の歩行



たよレールSOTOE 片手すり連続  
BZK-01W(N)

家屋周辺の段差解消



ケアスロープ  
(スロープのページをご参照下さい。)

大きな段差の昇り降り



車椅子用電動昇降機  
(移動用リフトのページをご参照下さい。)

リビングでの歩行



バディー + クロスバー

### 寝室

ベッドでの離床

室内用自在手すりツインディ    よかレール コーナータイプ PJ01-CS

### トイレ

トイレでの立ち座り

洋式トイレ用スライド手すり(ステンレス)    ルーツ スモールタイプ

### 洗面所


洗面所での立位保持

バディーI + 立位保持パッド

### 廊下

廊下での歩行

バディーI + クロスバー



### リビング

ソファでの立ち座り

バディーI + サイドバー

椅子の立ち座り

よかレール センタータイプ PJ01-AS

歩行支援

よかレール ロングタイプ PJ01-BL


段差解消

エコ段差スロープN  
(スロープのページをご参照下さい。)



**サイドバー/丸型サイドバー/立位保持パッド/丸型ストッパー**

モルテン



サイドバー



丸型サイドバー



立位保持パッド



丸型ストッパー

丸型サイドバーは必ずパディーIの下部に丸型ストッパーを使用してください。ただし本体がパディーI(Y)の場合は不要です。

商品名	商品番号	商品コード
<b>サイドバー</b>	27-6325-1	00054-000055

サイズ: 幅 26 × 高さ 19.5cm 重さ: 0.65kg

ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金
	(3割)	円	円

商品名	商品番号	商品コード
<b>丸型サイドバー</b>	27-6364-1	00054-000064

サイズ: 幅 15 × 高さ 28cm 重さ: 1.5kg

ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金
	(3割)	円	円

商品名	商品番号	商品コード
<b>立位保持パッド</b>	27-6384-1	00054-000067

サイズ: 長さ 50cm 重さ: 0.5kg

ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金
	(3割)	円	円

商品名	商品番号	商品コード
<b>丸型ストッパー</b>	27-6347-1	00054-000061

サイズ: 直径 25cm 重さ: 0.7kg

ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金
	(3割)	円	円

**L型サイドバー**

モルテン



L型サイドバー-90  
段差の目安: 10cm以下



L型サイドバー-45  
段差の目安: 10~36cm



玄関での昇り降り (L型90)



玄関での立ち座りに (L型45)

L型サイドバーは必ずパディーIの下部に丸型ストッパーを使用してください。ただし本体がパディーI(Y)の場合は不要です。

商品名	商品番号	商品コード
<b>L型サイドバー-90</b>	27-6365-1	00054-000065

段差: 10cm以下にぎり手直径: 3.5cm 重さ: 3.1kg

ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金
	(3割)	円	円

商品名	商品番号	商品コード
<b>L型サイドバー-45</b>	27-6366-1	00054-000066


段差: 10~36cmにぎり手直径: 3.5cm 重さ: 3.5kg

ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金
	(3割)	円	円

**クロスバー**

モルテン

廊下など長い距離の歩行をサポート



【固定式】

【跳ね上げ式】

●何本つないでも、段差のない連結(高さが同一)が可能。



廊下での歩行



寝室での歩行



リビングでの歩行

商品名	商品番号	商品コード
<b>固定式 1.2m</b>	27-6344-1	00054-000340

<b>固定式 1.6m</b>	27-6345-1	00054-000341
<b>固定式 2.0m</b>	27-6346-1	00054-000342

直径: 3.5cm

ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金
	(3割)	円	円

商品名	商品番号	商品コード
<b>跳ね上げ式 1.2m</b>	27-6326-1	00054-000334

<b>跳ね上げ式 1.6m</b>	27-6343-1	00054-000335
<b>跳ね上げ式 2.0m</b>	27-6327-1	00054-000336

直径: 3.5cm

ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金
	(3割)	円	円

床ずれ  
防止用具

体位  
変換器

認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり

歩行  
補助杖

歩行器

車椅子・  
車椅子  
付属品

スロープ

移動用  
リフト・  
つり具

介護保険  
購入  
対象品

販売品

情報

床ずれ  
防止用具

体位  
変換器

認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり

歩行  
補助杖

歩行器

車椅子・  
車椅子  
付属品

スロープ

移動用  
リフト・  
つり具

介護保険  
購入  
対象品


販売品

情報

## ベスポジ-e 基本セット 丸型・T型

DIPPERホクメイ

ロックストッパーがワンタッチになりました。



商品名	商品番号	商品コード
基本セット 丸型	27-6847-1	00254-000052
手すり部直径: 4.5cm 重さ: 4.3kg		
ご利用者 負担額 (1割)	(2割)	円
	(3割)	円
		円
		円


屋内 歩行 立ち座り 移乗 座位保持 立位保持



商品名	商品番号	商品コード
基本セット T型	27-6846-1	00254-000051
手すり部直径: 4.5cm 重さ: 4.8kg		
ご利用者 負担額 (1割)	(2割)	円
	(3割)	円
		円
		円

## ベスポジ-e ウェーブ型 手すり


DIPPERホクメイ



商品名	商品番号	商品コード
ウェーブ型 手すり	27-6924-1	00254-000130
ご利用者 負担額 (1割)	(2割)	円
	(3割)	円
		円
		円

## ベスポジ-e ウェーブ型 手すりロング

DIPPERホクメイ



商品名	商品番号	商品コード
ウェーブ型 手すりロング	27-6927-1	00254-000133
ご利用者 負担額 (1割)	(2割)	円
	(3割)	円
		円
		円

## ベスポジ-e 円型 手すり

DIPPERホクメイ



商品名	商品番号	商品コード
円型 手すり	27-6925-1	00254-000131
ご利用者 負担額 (1割)	(2割)	円
	(3割)	円
		円
		円

## ベスポジ-e 角型 手すり

DIPPERホクメイ



商品名	商品番号	商品コード
角型 手すり	27-6926-1	00254-000132
ご利用者 負担額 (1割)	(2割)	円
	(3割)	円
		円
		円

\*手すりをオフセットさせたり  
横位置にして使用できます。

## ベスポジ-e システム木手すり

DIPPERホクメイ




サイズ	商品番号	商品コード
固定セット 60cm	27-6931-1	00254-000113
固定セット 90cm	27-6932-1	00254-000062
固定セット 120cm	27-6933-1	00254-000117

ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金	円
	(3割)	円		円

サイズ	商品番号	商品コード
曲げセット 60cm	27-6934-1	00254-000114
曲げセット 90cm	27-6935-1	00254-000063
曲げセット 120cm	27-6936-1	00254-000118

ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金	円
	(3割)	円		円



サイズ	商品番号	商品コード
跳ね上げセット 60cm	27-6937-1	00254-000115
跳ね上げセット 90cm	27-6938-1	00254-000064
跳ね上げセット 120cm	27-6939-1	00254-000119

ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金	円
	(3割)	円		円

サイズ	商品番号	商品コード
取り外しセット 60cm	27-6940-1	00254-000116
取り外しセット 90cm	27-6941-1	00254-000065
取り外しセット 120cm	27-6942-1	00254-000120

ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金	円
	(3割)	円		円

床ずれ  
防止用具

体位  
変換器

認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり

## 歩行サポート手すり スムーディ 屋内用

パナソニックエイジフリー

屋内 立ち座り 移乗 立位保持



手すりは中央設置も可能



⚠ 予測できない行動をとられる利用者(認知症など)や、自力で危険な状態から回避できない利用者につきましては、使用をお控えください。

お家の中の移動をしやすく。廊下などのつたい歩きをサポート。

商品名	商品番号	商品コード
歩行サポート手すり スムーディ 屋内用	27-7619-1	00980-000363

幅 60×奥行 90×高さ 70~85(7段階) cm 重さ:22kg

ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金	円
	(3割)	円		円

歩行  
補助杖

歩行器

車椅子・  
車椅子  
付属品


スロープ

移動用  
リフト・  
つり具

## 室内用自在手すり ツインディ

パナソニックエイジフリー

屋内 立ち座り 移乗 立位保持



⚠ 予測できない行動をとられる利用者(認知症など)や、自力で危険な状態から回避できない利用者につきましては、使用をお控えください。

左右の手すりが独立して角度調整(60度~300度まで30度ピッチ)できる、1台2役の床置手すりです。症状や環境にあわせて様々なシーンに対応可能です。

商品名	商品番号	商品コード
室内用自在手すり ツインディ	27-6686-1	00980-000203

幅 63×奥行 78×高さ 70~85(6段階) cm 重さ:約21.5kg

ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金	円
	(3割)	円		円

介護保険  
購入  
対象品

販売品

情報

## よかレール

### プラッツ

高さが70~86cmで、4cm刻み(70/74/78/82/86cm) 5段階の調整ができ、横手すりを4本配置しているの、幅広い体格の方、様々な使い方に対応できます。

⚠ 予測できない行動をとられる利用者(認知症など)や、自力で危険な状態から回復できない利用者につきましては、使用をお控えください。

PJ01-AS・PJ01-AL・PJ01-CS

屋内 立ち座り 立位保持

PJ01-BL

屋内 立ち座り 立位保持 歩行

床ずれ  
防止用具

体位  
変換器

認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり

歩行  
補助杖

歩行器

車椅子・  
車椅子  
付属品

スロープ

移動用  
リフト・  
つり具

介護保険  
購入  
対象品

販売品

情報



センタータイプ PJ01-AS



重さ  
13  
kg



サイドタイプ PJ01-AL



重さ  
17  
kg




コーナータイプ PJ01-CS



重さ  
13.5  
kg



ロングタイプ PJ01-BL



重さ  
17.5  
kg



● 取り付け例 ●



ストッパー PJ01-T1

商品名	商品番号		
ストッパー PJ01-T1 (2個1組)	27-8150-1		
重さ: 0.7kg			
ご利用者負担額 (1割)	円 (2割)	円 (3割)	月額レンタル料金 円

※使用例の商品はマット付 (オプション)

商品名	商品番号	商品コード
センタータイプ PJ01-AS	27-8146-1	00631-000722

握り手直径: 3.2cm 重さ: 13kg

ご利用者負担額 (1割)	円 (2割)	円 (3割)	月額レンタル料金 円
--------------	--------	--------	------------

商品名	商品番号	商品コード
サイドタイプ PJ01-AL	27-8147-1	00631-000723

握り手直径: 3.2cm 重さ: 17kg

ご利用者負担額 (1割)	円 (2割)	円 (3割)	月額レンタル料金 円
--------------	--------	--------	------------

商品名	商品番号	商品コード
コーナータイプ PJ01-CS	27-8149-1	00631-000725

握り手直径: 3.2cm 重さ: 13.5kg

ご利用者負担額 (1割)	円 (2割)	円 (3割)	月額レンタル料金 円
--------------	--------	--------	------------


商品名	商品番号	商品コード
ロングタイプ PJ01-BL	27-8148-1	00631-000724

握り手直径: 3.2cm 重さ: 17.5kg

ご利用者負担額 (1割)	円 (2割)	円 (3割)	月額レンタル料金 円
--------------	--------	--------	------------

## たよれール

### マツバ



商品名	商品番号	商品コード
<b>BZ-N01(N)</b>	27-6525-1	01265-000054

握り手直径: 3.2cm 重さ: 11.6kg


ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金
円	円	円	円

商品名	商品番号	商品コード
<b>BZ-N02(N)</b>	27-6526-1	01265-000055

握り手直径: 3.2cm 重さ: 15.5kg

ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金
円	円	円	円

BZ-N01(N)・BZ-N02(N)・BZ-N03(N) 屋内 立ち座り 座位保持



商品名	商品番号	商品コード
<b>BZ-N03(N)</b>	27-6527-1	01265-000056

握り手直径: 3.2cm 重さ: 15.2kg

ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金
円	円	円	円

商品名	商品番号	商品コード
<b>BZ-N04(N)</b>	27-6666-1	01265-000087

にぎり手直径: 3.2cm 重さ: 15.7kg

ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金
円	円	円	円

床ずれ  
防止用具

体位  
変換器

認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり

## ルーツ (絞りグリップ)

### モルテン



置くだけで使える安心感・安全性を向上した床置き型手すりです。

商品名	商品番号	商品コード
<b>センタータイプ</b>	27-6524-1	00054-000117

にぎり手直径 (楕円): トップグリップ 4 × 3.1cm、ミドルグリップ 3.1 × 2.8cm 重さ: 12.9kg


ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金
円	円	円	円

商品名	商品番号	商品コード
<b>サイドタイプ</b>	27-6523-1	00054-000116

にぎり手直径 (楕円): トップグリップ 4 × 3.1cm、ミドルグリップ 3.1 × 2.8cm 重さ: 21.6kg

ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金
円	円	円	円

センタータイプ・サイドタイプ 屋内 立ち座り 立位保持 コーナータイプ 屋内 移乗  
ロングタイプ 屋内 歩行



ベッドサイド等からの立ち上がり・姿勢保持・転落防止をサポートします。

商品名	商品番号	商品コード
<b>コーナータイプ</b>	27-6559-1	00054-000132

にぎり手直径 (楕円): トップグリップ 4 × 3.1cm、ミドルグリップ 3.1 × 2.8cm 重さ: 23.6kg

ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金
円	円	円	円

商品名	商品番号	商品コード
<b>ロングタイプ</b>	27-6560-1	00054-000133

にぎり手直径 (楕円): トップグリップ 4 × 3.1cm、ミドルグリップ 3.1 × 2.8cm 重さ: 18.7kg

ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金
円	円	円	円

歩行  
補助杖

歩行器


車椅子・  
車椅子  
付属品

スロープ

移動用  
リフト・  
つり具

## たちあっぷ

### 矢崎化工



⚠️ 予測できない行動をとられる利用者 (認知症など) や、自力で危険な状態から回避できない利用者につきましては、使用をお控えください。

屋内 立ち座り 座位保持 歩行 ※CKA-04のみ

ベッドでとまるくん  
商品番号:  
27-6339-1

ベッドでとまるくん  
(L字型)  
商品番号:  
27-6477-1

商品名	重さ (kg)	商品番号	商品コード	ご利用者負担額 (1割)	ご利用者負担額 (2割)	ご利用者負担額 (3割)	月額レンタル料金
<b>CKA-01</b>	11.7	27-6329-1	00055-000071	円	円	円	円
<b>CKA-02</b>	15.5	27-6330-1	00055-000072	円	円	円	円
<b>CKA-03</b>	15.4	27-6331-1	00055-000073	円	円	円	円
<b>CKA-04</b>	16	27-6332-1	00055-000074	円	円	円	円
ベッドでとまるくん CKA-CA	-	27-6339-1	00055-000210	円	円	円	円
ベッドでとまるくん L字型	-	27-6477-1	00055-000211	円	円	円	円

介護保険  
購入  
対象品

販売品

情報

床ずれ  
防止用具

体位  
変換器

認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり

歩行  
補助杖

歩行器

車椅子・  
車椅子  
付属品

スロープ

移動用  
リフト・  
つり具

介護保険  
購入  
対象品

販売品

情報

## あがりかまち用たちあっぷ ステップ台無し

矢崎化工

玄関 歩行



※ステップ台もご用意しております。  
お問い合わせください。



⚠ 予測できない行動をとられる利用者（認知症など）や、自力で危険な状態から回避できない利用者につきましては、  
使用をお控えください。

商品名	商品番号	商品コード
<b>両手すり CKE-01-1 MB</b>	27-6538-1	00055-000109
ご利用者 負担額 (1割)	(2割)	円 月額レンタル料金
	円 (3割)	円
商品名	商品番号	商品コード
<b>片手すり CKE-02-1 MB</b>	27-6539-1	00055-000110
ご利用者 負担額 (1割)	(2割)	円 月額レンタル料金
	円 (3割)	円

## あがりかまち用たちあっぷ

矢崎化工

玄関 歩行




⚠ 予測できない行動をとられる利用者（認知症など）や、自力で危険な状態から回避できない利用者につきましては、  
使用をお控えください。

商品名	商品番号	商品コード
<b>両手すり CKE-03 MB</b>	27-6497-1	00055-000107
ご利用者 負担額 (1割)	(2割)	円 月額レンタル料金
	円 (3割)	円
商品名	商品番号	商品コード
<b>片手すり CKE-04 MB</b>	27-6536-1	00055-000108
ご利用者 負担額 (1割)	(2割)	円 月額レンタル料金
	円 (3割)	円

## アットグリップ AT-C-930T/AT-C-930

アロン化成

屋外 屋内 玄関 段差解消 歩行 立ち座り 立位保持



45cmの段差まで  
対応可能です。



左右に45度ずつ首振りできますので  
使いやすい場所に設置できます。

住宅改修するしかなかった屋外用手すりに対して、設置の簡単な据置き式]で対応できます。

商品名	商品番号	商品コード
<b>両手すり(AT-C-930T)</b>	27-6824-1	00221-000501
幅 80×奥行 163×高さ 75・80・85 cm 重さ：約48kg		
ご利用者 負担額 (1割)	(2割)	円 月額レンタル料金
	円 (3割)	円
商品名	商品番号	商品コード
<b>片手すり(AT-C-930)</b>	27-6808-1	00221-000500
幅 80×奥行 163×高さ 75・80・85 cm 重さ：約39kg		
ご利用者 負担額 (1割)	(2割)	円 月額レンタル料金
	円 (3割)	円

たよれーるSOTOE/たよれーるSOTOE スリム型

▲ 予測できない行動をとられる利用者(認知症など)や、自力で危険な状態から回避できない利用者につきましては、使用をお控えください。

屋外 玄関 段差解消 歩行

たよれーるSOTOE

屋内・屋外どちらでも使える  
据置き式手すりです。

重さ  
約17.8  
kg



たよれーるSOTOE



手すりをプレート中央に設置すれば左・右どちらでも利き手で使えます。

重さ  
約20.6  
kg



商品名	商品番号	商品コード
片手すり(BZK-01(N))	27-7387-1	01265-000248
幅80×奥行45×高さ 75・80・85・90 cm 重さ:約17.8kg		
ご利用者負担額 (1割)	円 (2割)	円 (3割)
		円 月額レンタル料金

商品名	商品番号	商品コード
両手すり(BZK-02(N))	27-7388-1	01265-000251
幅80×奥行45×高さ 75・80・85・90 cm 重さ:約20.6kg		
ご利用者負担額 (1割)	円 (2割)	円 (3割)
		円 月額レンタル料金

片手すりト型

① 重さ 約19.3 kg  
② 重さ 約19.5 kg  
③ 重さ 約19.8 kg



商品名	商品番号	商品コード
570~700(BZK-01S(N))	27-7389-1	01265-000250
幅80×高さ 75・80・85・90 cm 重さ:約19.3kg		
700~900(BZK-01S(N))	27-7390-1	01265-000250
幅80×高さ 75・80・85・90 cm 重さ:約19.5kg		
900~1200(BZK-01S(N))	27-7391-1	01265-000250
幅80×高さ 75・80・85・90 cm 重さ:約19.8kg		
ご利用者負担額 (1割)	円 (2割)	円 (3割)
		円 月額レンタル料金

両手すり連続

① 重さ 約44.2 kg  
② 重さ 約44.6 kg  
③ 重さ 約45.2 kg



商品名	商品番号	商品コード
570~700(BZK-02S(N))	27-7392-1	01265-000252
幅80×高さ 75・80・85・90 cm 重さ:約23.6kg		
700~900(BZK-02S(N))	27-7393-1	01265-000252
幅80×高さ 75・80・85・90 cm 重さ:約24kg		
900~1200(BZK-02S(N))	27-7394-1	01265-000252
幅80×高さ 75・80・85・90 cm 重さ:約24.6kg		
ご利用者負担額 (1割)	円 (2割)	円 (3割)
		円 月額レンタル料金

商品名	商品番号	商品コード
570~700(BZK-01W(N))	27-7395-1	01265-000249
幅80×高さ 75・80・85・90 cm 重さ:約37.1kg		
700~900(BZK-01W(N))	27-7396-1	01265-000249
幅80×高さ 75・80・85・90 cm 重さ:約37.3kg		
900~1200(BZK-01W(N))	27-7397-1	01265-000249
幅80×高さ 75・80・85・90 cm 重さ:約37.6kg		
ご利用者負担額 (1割)	円 (2割)	円 (3割)
		円 月額レンタル料金

商品名	商品番号	商品コード
570~700(BZK-02W(N))	27-7398-1	01265-000253
幅80×高さ 75・80・85・90 cm 重さ:約44.2kg		
700~900(BZK-02W(N))	27-7399-1	01265-000253
幅80×高さ 75・80・85・90 cm 重さ:約44.6kg		
900~1200(BZK-02W(N))	27-7400-1	01265-000253
幅80×高さ 75・80・85・90 cm 重さ:約45.2kg		
ご利用者負担額 (1割)	円 (2割)	円 (3割)
		円 月額レンタル料金

たよれーるSOTOE スリム型

●設置・連結時の注意事項●

- ・スリム型は単体での使用はできません。
- ・スリム型のみでの連結設置はしないでください。必ず標準型を1台含んで連結を行ってください。
- ・2連結の場合、スリム型手すりとはたれーるEKIに角度をつけないでください。(片手すり・両手すり共通)
- ・3連結以上の片手すりの場合、端部のスリム型手すりとはたれーるEKIに角度をつけないでください。



手すりをプレート中央に設置すれば左・右どちらでも利き手で使えます。

① 重さ 約16.2 kg  
② 重さ 約16.4 kg  
③ 重さ 約16.7 kg



商品名	商品番号	商品コード
570~700(BZK-03S(N))	27-7512-1	01265-000260
幅80×高さ 75・80・85・90 cm 重さ:約16.2kg		
700~900(BZK-03S(N))	27-7513-1	01265-000260
幅80×高さ 75・80・85・90 cm 重さ:約16.4kg		
900~1200(BZK-03S(N))	27-7514-1	01265-000260
幅80×高さ 75・80・85・90 cm 重さ:約16.7kg		
ご利用者負担額 (1割)	円 (2割)	円 (3割)
		円 月額レンタル料金

① 重さ 約20.1 kg  
② 重さ 約20.5 kg  
③ 重さ 約21.1 kg



商品名	商品番号	商品コード
570~700(BZK-04S(N))	27-7515-1	01265-000262
幅80×高さ 75・80・85・90 cm 重さ:約20.1kg		
700~900(BZK-04S(N))	27-7516-1	01265-000262
幅80×高さ 75・80・85・90 cm 重さ:約20.5kg		
900~1200(BZK-04S(N))	27-7517-1	01265-000262
幅80×高さ 75・80・85・90 cm 重さ:約21.1kg		
ご利用者負担額 (1割)	円 (2割)	円 (3割)
		円 月額レンタル料金

床ずれ  
防止用具

体位  
変換器

認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり

歩行  
補助杖

歩行者

車椅子・  
車椅子  
付属品

スロープ

移動用  
リフト・  
つり具

介護保険  
購入  
対象品

販売品

情報



## 洋式トイレ用スライド手すり(ステンレス)

パナソニックエイジフリー

トイレ 立ち座り 移乗 座位保持

床ずれ  
防止用具

体位  
変換器

認知症  
老人徘徊  
感知機器

手すり

歩行  
補助杖

歩行器

車椅子・  
車椅子  
付属品

スロープ

移動用  
リフト・  
つり具


介護保険  
購入  
対象品

販売品

情報



重さ  
8.5  
kg



脚部が出ていないので、トイレにスムーズに近づくことができます。後方にスライドさせたひじ掛けが残るので安心安全に移乗できます。ひじ掛けが後方にスライドするので、移乗動作を妨げません。

商品名	商品番号	商品コード
洋式トイレ用スライド手すり(ステンレス)	27-6633-1	00980-000191
サイズ:幅65×奥行45cm ひじ掛け高さ:58~74cm(9段階) ひじ掛け長さ:33cm		

ご利用者 負担額 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金
	(3割)	円	円

## ルーツ スモールタイプ

モルテン

トイレ 立ち座り



手すり  
60・65・70



立ち上がりしやすい  
手すり位置



トイレで立つ・座るの動作  
簡単な清掃で  
常に衛生的

狭いスペースでの立つ・座るの動作をサポート

商品名	商品番号	商品コード	
スモールタイプ(片手すり仕様)	27-6801-1	00054-000216	
ご利用者 負担額 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金
	(3割)	円	円

商品名	商品番号	商品コード	
スモールタイプ(両手すり仕様)	27-6832-1	00054-000217	
ご利用者 負担額 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金
	(3割)	円	円

## 安寿 洋式トイレ用フレーム SUS-45

アロン化成

トイレ 立ち座り

移乗 座位保持



重さ  
6.4  
kg

立ち座りをサポートする手すりを簡単に設置できます。

商品名	商品番号	商品コード	
SUS-45	27-6316-1	00221-000236	
サイズ:幅70×奥行47cm ひじ掛け高さ:55・58・61・66・71cm(5段階) ひじ掛け長さ:30cm			
ご利用者 負担額 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金
	(3割)	円	円

## 安寿 ポータブルトイレ用フレームささえ

アロン化成

トイレ 立ち座り

座位保持 移乗



重さ  
8.0  
kg

※設置可能トイレ/  
幅51.5cm以下、奥行54cm以下

ひじ掛けは冷たくなく、すべりにくいソフトな感触です。ゆったりとした扁平形状なので、握りやすく、しっかりささえます。

商品名	商品番号	商品コード	
安寿ポータブルトイレ用フレームささえ	27-0302-1	00221-000054	
ご利用者 負担額 (1割)	(2割)	円	月額レンタル料金
	(3割)	円	円